

<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>1 daripada 10</b>

## 1. TUJUAN

Tujuan prosedur ini ditubuhkan adalah untuk memberikan arahan yang jelas bagi langkah atau tatacara bagaimana menjalankan analisis sampel menggunakan peralatan JEOL NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL.

## 2. SKOP

Terpakai untuk pengguna dari Jabatan Kimia.

## 3. PROSEDUR ARAHAN

### 3.1 Dari log masuk ke 'connection'.

Hidupkan bekalan sumber kuasa di stesen kerja.


- a) Taip Ctrl+Alt+Del di log masuk 'window'.

Username: delta

Password: \*\*\*\* (karakter yang dimasukkan berada dalam paparan 'asterisks')

- b) Klik dua kali pada ikon Delta  setelah selesai log masuk.


- c) Delta 'Console window' akan terbuka.



**Delta console window**

- d) Klik butang yang dibulatkan  seperti dalam rajah di atas.


- e) 'Window Spectrometer Control' akan terbuka.





**SPECTROMETER CONTROL WINDOW**

<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>2 daripada 10</b>

f) Pilih paparan 'spectrometer' pada 'Spectrometer control window'.



g) Klik butang 'connection'  dan tukar kepada 'authentication window' pengguna.




**User authentication window**


h) Taip nama pengguna dan kata kunci.

Nama pengguna: delta

Kata kunci: \*\*\*\* (karakter yang dimasukkan berada dalam paparan 'asterisks')

i) Klik butang 

j) 'Window' paparan akan bertukar seperti di bawah.




**After completion of user authentication**

<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>3 daripada 10</b>


### 3.2 Penyediaan sampel

- a) Masukkan tiub sampel pada pemegang dan rotor sampel.



**Sample mounting**

- b) Letak set tiub sampel pada pemegang dan rotor sampel supaya tiub boleh terapung di dalam SCM. Ketika menggunakan 'auto-sample changer', sila masukkan tiub ke dalam slot.



**Setting the sample tube unit on the SCM**

**Notis penting:**

- Sebelum membuat sampel terapung di dalam SCM, pastikan udara terapung keluar.
- Pastikan tiada sampel di dalam SCM.
- Dilarang memasukkan tiub kaca atau pemegang dan rotor yang kosong.


<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>4 daripada 10</b>


### 3.3 Persiapan untuk pengukuran

#### (a) Cipta definisi sampel

Definisi sampel adalah:

Kondisi sampel yang hendak diukur.



1. Klik butang  untuk mencipta definisi sampel yang baru. (lihat gambar rajah dibawah).



**Creating sample definitions**

Butiran parameter ter papar di dalam definisi sampel.




Item	Huraian
	Tambah definisi sampel
	Buang definisi sampel
<b>Nama sampel</b>	Arbitrari (digunakan sebagai nama yang akan disimpan)
<b>'Solvent'</b>	Pilih 'solvent'. Pilih slot sampel (jika pengubah sampel auto digunakan)
<b>Slot</b>	Pilih slot sampel. (jika pengubah sampel auto digunakan)


<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHZ SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>5 daripada 10</b>

(b) Cipta 'job'

'Job' adalah:


Satu proses mengenal pasti kondisi untuk menjalankan ukuran NMR.

1. Klik butang  yang terpapar di 'Spectrometer control window'.



**SPECTROMETER CONTROL WINDOW**


2. 'Window' akan bertukar kepada tab 'Job'.




**Jobs tab**


<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHZ SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>6 daripada 10</b>


### 3.4 Pengukuran 1H


a) Klik butang  untuk memilih 'pulse sequence'.



Selecting a pulse sequence

b) Pilih 'basic/proton.jxp.' (sekiranya tidak dijumpai, cari dengan klik dua kali butang  ).



c) Pengukuran akan dimulakan dengan klik butang 

Nota:


Penyediaan sampel, penciptaan definisi sample, penciptaan kerja and pengukuran telah dijelaskan. Tersebut merupakan prosedur asas bagi pengukuran menggunakan Delta V5. Prosedur ini hendaklah digunakan untuk melancarkan proses pengukuran.


<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>7 daripada 10</b>

### 3.5 <sup>1</sup>H data processing


Apabila pengukuran NMR telah selesai, keputusan pengukuran akan dipamerkan pada skrin.


#### a) Pemilihan 'peak'

1. Pilih butang  pada 'toolbar' untuk menentukan 'threshold'



#### i. Pengesanan automatik

- Pemilihan 'peak' dilakukan dengan klik butang 




**After peak picking**

#### 2. Integrasi


##### i. Pengesanan automatik

1. Lengkung integral boleh didapati secara automatik dengan klik butang 




<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHZ SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>8 daripada 10</b>

ii. Menambah dan memadam lengkung integral pilihan

1. Untuk melukis lengkungan integral secara berasingan, pilih butang  pada 'toolbar'

2. Lengkungan integral boleh dibuat dengan menarik bahagian pilihan pada paksi X.




**Dragging right and left**

iii. Menyimpan data yang telah diproses

1. Pilih 'File' dari 'pull-down' pada 'window' pemproses 1D.

2. Data boleh disimpan dengan menggunakan 'Save as'.

### 3.6 Mencetak data


Klik butang  untuk membuka 'printing option window'.



### 3.7 Pengukuran 13C


a) Pengukuran

i. Cipta 'job' baru atau tambah parameter pada 'job' yang telah tersedia.

a. Klik butang  untuk memilih 'basic/carbon.jxp.'

b. Sekiranya tidak dijumpai, cari dengan klik dua kali butang 

ii. Tukar parameter sebagaimana yang dikehendaki

iii. Pengukuran akan dimulakan dengan klik butang 



<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>9 daripada 10</b>

b) Pemprosesan data

Lakukan pemprosesan bagi spektrum yang diperolehi.


Ikut prosedur yang sama sebagaimana 1H:


- Pembetulan fasa
- Seting rujukan
- Pemilihan 'peak'

### 3.8 Pengukuran DEPT

a) Pengukuran

i. Cipta 'job' baru atau tambah parameter pada 'job' yang telah tersedia.


a. Klik butang  untuk memilih 'basic/dept.jxp.'

b. Sekiranya tidak dijumpai, cari dengan klik dua kali butang .

ii. Tukar parameter sebagaimana yang dikehendaki.

[Pulse] tab: selection\_angle=135[deg]


Parameter diatas boleh diubah kepada 45[deg], 90[deg], atau 135[deg].

iii. Pengukuran akan dimulakan dengan klik butang .

### 3.9 Lokasi simpan data

a) Membuka data terdahulu


i. Klik butang  pada 'console window' [delta].




Delta console window and file browser window

<b>UM</b>	<b>JABATAN KIMIA</b>	<b>Kategori</b>	<b>Arahan Kerja</b>
	<b>PROSEDUR PENGENDALIAN PERALATAN FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL BAGI ANALISIS SAMPEL</b>	<b>Dokumen No.</b>	<b>AK/JK.P/C/02</b>
		<b>Tarikh   Semakan</b>	<b>27.07.2018   1</b>
		<b>Mukasurat:</b>	<b>10 daripada 10</b>

ii. 'Window' pelayar fail akan muncul.

iii. Klik butang 

iv. Data yang dipilih akan dibuka dengan klik butang 

Apabila lokasi menyimpan untuk data tertentu diubah, nyatakan lokasi berlainan. Data yang dipamerkan pada skrin akan disimpan di fail

#### 4. PROSEDUR BERKAITAN

Instrument Usage/Service Application Procedure GP-I-001

#### 5. RUJUKAN SEMAKAN

SEMAKAN	DISEDIAKAN	DISEMAK	TARIKH	CATATAN
1	Dara Fiona Mohamad  Sugakumar A/L Varuthan	Fateh Ngaliman	27.07.2018	Isu kali pertama

<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>1 of 10</b>

## 1. PURPOSE


The purpose of this procedure established is to provide clear instructions for steps or orders on how to run sample analysis using JEOL NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL equipment.


## 2. SCOPE

Applied for user from Chemistry Department.

## 3. INSTRUCTIONS PROCEDURE


### 3.1 Delta STARTUP AND CONNECTION

- a) Air Compressor ON mode.
- b) Type Ctrl + Alt + Delete at a time.  
Username: delta  
Password: delta (displayed as asterisks (\*\*\*\*\*) ).
- c) Double-click the Delta icon  on the desktop.
- d) The Delta console window opens.



**Delta console window**


- e) Click the circled button  indicated in the figure below.
- f) The “Spectrometer control” window opens.




**SPECTROMETER CONTROL WINDOW**

<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>2 of 10</b>

g) Select a spectrometer displayed in the “Spectrometer Control ” window.



h) Clicking the connection button  switches to the “User Authentication” window.



**User authentication window**


i) Type the user name and the password.

- Name delta
- Password: delta ( displayed as asterisks ( \*\*\*\*\* )

Kata kunci: \*\*\*\* (karakter yang dimasukkan berada dalam paparan ‘asterisks’)

j) Click the  button.

k) The window view changes as shown below.




**After completion of user authentication**

<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	Category	Work Instruction
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	Document No.	AK/JK.P/C/01-BI
		Date   Revision	31.07.2018   1
		No. of pages:	3 of 10


### 3.2 SAMPLE PREPARATION

- a) Mount the sample tube on the sample rotor and the holder.



**Sample mounting**

- b) Set the sample tube set in the sample rotor and holder so that it floats in the SCM.  
#When using the auto-sample changer, place the tube in the slot.



**Setting the sample tube unit on the SCM**

***IMPORTANT NOTICE :***

- Before making the sample float in the SCM, check that floating air emerges.
- Check that no sample is inside the SCM.
- Do not insert a bare glass tube or the empty rotor and holder.


<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>4 of 10</b>


### 3.3 PREPARATION FOR MEASUREMENT

#### (a) Creating Sample Definitions

A sample definition is:

Conditions of a sample to be measured.

1. Click the  button to create a new sample definition ( see the figure below ).





Creating sample definitions

Details of the parameters displayed in the sample definitions:

No.	Sample Name	Solvent	Slot	Kind	Shared	Verified	Error	Owner	Last Load
1		NONE	0	Liquids				delta	Never

Item	Description
	Add a sample definition
	Delete a sample definiton
<b>Sample name</b>	Arbitrary ( used as a part of a saved name )
<b>Solvent</b>	Select a solvent. Select a sample slot ( if an auto sample changer is integrated ).
<b>Slot</b>	Select a sample slot ( if an auto sample changer is integrated ).


<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>5 of 10</b>

(b) Creating a Job

**A job is:**


**A process of configuring conditions for performing an NMR measurement.**

1. Click the  button displayed in the Spectrometer Control Window.



**SPECTROMETER CONTROL WINDOW**

2. The window automatically switches to the Job tab.




**Jobs tab**


<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>6 of 10</b>


### 3.4 1H MEASUREMENT



- a) Click the  button to select a pulse sequence.



Selecting a pulse sequence

- b) Select basic / proton.jxp. ( If not found, search by double clicking  ).



- c) Select the pulse sequence to use, and then click the  button.
- d) The measurement is started by clicking the  button.

**Note:**

The sample preparation, sample definition creation, job creation and measurement have been



<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>7 of 10</b>

described.


These are basic procedures for performing measurements using Delta V5.


This procedure should be practiced in order to achieve a smooth measurement process.

### 3.5 <sup>1</sup>H DATA PROCESSING

When the NMR measurement is completed, the measurement result is displayed on the screen.


#### a) Peak Picking

1. Select the  button in the toolbar to determine the threshold.



#### i) Automatic detection

Peak picking is performed by clicking the  button.



After peak picking


## 2. Integration

### i. Automatic detection

1. An integral curve can be automatically detected by clicking the  button.




### ii. Adding and deleting a selected integral curve

1. To draw an integral curve separately, select the  button in the toolbar.

<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>8 of 10</b>

2. An integral curve can be created by dragging a selected part on the X axis.




**Dragging right and left**

### iii. Saving processed data

1. Select **File** from the pull-down in the 1D Processor window.
2. The data can be saved by using **Save as**.




### 3.6 PRINTING DATA

a) Clicking the  button opens the printing option window.



### 3.7 <sup>13</sup>C MEASUREMENT

#### a) Measurement

- i. Create a new job or add parameters to an existing job.
  - a. Click the  button to select basic / carbon.jxp.
  - b. ( If not found, search by double clicking  ).
- ii. Change the parameters as needed.
- iii. The measurements is started by clicking the  button.

#### b) Data processing

Perform the processing for the acquired spectrum.



**Follow the same procedure as <sup>1</sup>H.**

<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>9 of 10</b>


- **Phase Correction**
- **Reference setting**
- **Peak picking**

### 3.8 DEPT MEASUREMENT

#### a) Measurement


- i. Create a new job or add parameters to an existing job.
  - a. Click the  button to select basic / dept.jxp.
  - b. ( If not found, search by double clicking  ).
- ii. Change the parameters as needed.
 


[Pulse] tab: selection\_angle=135[deg]

The parameter above can be changed to 45[deg], 90[deg], or 135[deg].
- iii. The measurement is started by clicking the  button.

### 3.9 DATA SAVE LOCATION




#### a) Opening Past Data

- i. Click the  button in the [delta] console window.



**Delta console window and file browser window**

<b>UM</b>	<b>CHEMISTRY DEPARTMENT</b>	<b>Category</b>	<b>Work Instruction</b>
	<b>PROSEDURE FOR EQUIPMENT HANDLING FT-NMR ECX 400MHz SYSTEM JOEL FOR SAMPLE ANALYSIS</b>	<b>Document No.</b>	<b>AK/JK.P/C/01-BI</b>
		<b>Date   Revision</b>	<b>31.07.2018   1</b>
		<b>No. of pages:</b>	<b>10 of 10</b>

- ii. The File Browser window appears.
- iii. Click the  button.
- iv. The selected data is opened by clicking the  button.  
When the saving location for a certain data is changed, specify the location separately. The data once displayed on the screen is saved in the  folder.

#### 4. RELATED PROCEDURES

Instrument Usage/Service Application Procedure GP-I-001

#### 5. REFERENCE CHECKING

REVISION	PREPARED BY	CHECKED BY	DATE	REMARK
1	Sugakumar A/L Varuthan Dara Fiona Mohamad	Fateh Ngaliman	31.07.2018	1 <sup>st</sup> issue